

PRZEWODNIK PO ELEKTRODACH

ELEKTRODY DO STYMULACJI/DEFIBRYLACJI/EKG STOSOWANE Z LIFEPAK 12, 15 I DEFIBRYLATORAMI/ MONITORAMI LIFEPAK 20/20e



Elektrody Edge System ze złączem Quik-Combo dla dorosłych.

Kabel dł. 60 cm
11996-000091



Elektrody Edge System RTS (radioprzejrzyste) ze złączem Quik-Combo dla dorosłych.

Kabel dł. 60 cm
11996-000090



Elektrody Edge System ze złączem Quik-Combo i systemem REDI-PAK dla dorosłych.

Kabel dł. 105 cm
11996-000017



Pediatryczne elektrody Edge System RTS ze złączem Quik-Combo

Do stosowania wyłącznie z monitorami/ defibrylatorami manualnymi.

Kabel dł. 60 cm
11996-000093

ELEKTRODY DO STYMULACJI/DEFIBRYLACJI/EKG STOSOWANE Z DEFIBRYLATORAMI AED LIFEPAK 500 i 1000



Elektrody Edge System ze złączem Quik-Combo i systemem REDI-PAK dla dorosłych

11996-000017



Elektrody niemowlęce/ pediatryczne AED redukujące ilość dostarczonej energii, zestaw startowy.

Do użycia jedynie z defibrylatorem bifazowym LIFEPAK 500 z różowym złączem, lub z defibrylatorami LIFEPAK 1000, LIFEPAK EXPRESS AED lub LIFEPAK CRPlus AED. Dla dzieci poniżej 8 roku życia lub poniżej 25 kg.

11101-000017

Wymienny zestaw elektrod niemowlęcych/pediatrycznych AED redukujących ilość dostarczonej energii

11101-000016

ELEKTRODY DO DEFIBRYLACJI/EKG STOSOWANE Z DEFIBRYLATORAMI AED LIFEPAK CRPlus i LIFEPAK EXPRESS



Wymienny zestaw akcesoriów zawierający baterię CHARGE-PAK

Instrukcję oraz 2 komplety elektrod QUIK-PAK.

11403-000001



Elektrody niemowlęce/pediatryczne AED redukujące ilość dostarczanej energii, zestaw startowy.

Do użycia jedynie z defibrylatorem bifazowym LIFEPAK 500 z różowym złączem, lub z defibrylatorami LIFEPAK 1000, LIFEPAK EXPRESS AED lub LIFEPAK CRPlus AED. Dla dzieci poniżej 8 roku życia lub poniżej 25 kg.

11101-000017



Wymienny zestaw akcesoriów zawierający baterię CHARGE-PAK

instrukcję oraz 1 komplet elektrod QUIK-PAK.

11403-000002

Wymienny zestaw elektrod niemowlęcych/pediatrycznych AED redukujących ilość dostarczanej energii

11101-000016

Samoprzylepne, jednorazowe, pozbawione lateksu elektrody terapeutyczne stosowane z defibrylatorami LIFEPAK

	LIFEPAK 12	LIFEPAK 15	LIFEPAK 20/20e	LIFEPAK 500	LIFEPAK 1000	LIFEPAK CR PLUS/ LIFEPAK EXPRESS
QUIK-COMBO dla dorosłych 11996-000091	✓	✓	✓			
QUIK-COMBO RTS dla dorosłych 11996-000090	✓	✓	✓			
QUIK-COMBO Pediatryczne RTS 11996-000093	✓	✓	✓			
QUIK-COMBO REDI-PAK dla dorosłych 11996-000017	✓	✓	✓	✓	✓	
Elektrody niemowlęce/pediatryczne redukujące ilość dostarczanej energii 11101-000016				✓	✓	✓
Elektrody QUIK-PAK (wyłącznie jako element zestawu wymiennego CHARGE-PAK) 11403-000001						✓

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Physio-Control lub odwiedzenie strony www.physio-control.com



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

Physio-Control Operations Netherlands B.V.
Keizersgracht 125-127,
1015 CJ Amsterdam, NL
www.physio-control.nl
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194

Physio-Control Poland Sales Sp.z.o.o
Plac Joachima Lelewela 2
01-624 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 56 91 210
Fax +48 22 896 14 45



Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 USA